



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA  
Município de Interesse Turístico



**ATA DE ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE  
DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PESSOA PORTADORA  
DE DOENÇAS RARAS**

Aos três (03) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte cinco (2026), às 10h, na Sala das Comissões, reuniram-se os membros eleitos Vereador Reinaldo Caridade, Vereador Wellington Luis Cintra de Oliveira e Vereadora Mirelle Cristina de Araújo Bueno, para a escolha do Presidente da referida Comissão. Sob a presidência do membro mais idoso, Vereador Reinaldo Caridade, teve início a votação, verificando-se o seguinte resultado: Para Presidente Vereadora Mirelle Cristina de Araújo Bueno, com unanimidade de votos. Neste momento, nos termos do artigo 36º, inciso III, do Regimento Interno da Câmara Municipal, o Presidente eleito designou como membro relator o Vereador Reinaldo Caridade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai devidamente assinada pelos presentes e por mim, Dalva Milaré Arruda Lodi, Diretora Legislativa.

***Mirelle Cristina de Araújo Bueno***  
***Presidente***

***Reinaldo Caridade***  
***Relator***

***Wellington Luis Cintra de Oliveira***  
***Membro***

Dalva Milaré Arruda Lodi  
Diretora Legislativa



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA  
Município de Interesse Turístico

---

**DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA**

**Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.**

**Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=HG00K0CCFJ0R5GKS>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: HG00-K0CC-FJ0R-5GKS**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - ATA - 2ª Reunião Comissões de 2026 - PROTOCOLO: - - - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: HG00-K0CC-FJ0R-5GKS